



AED

(AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR)

การช่วยชีวิตฉุกเฉิน
ด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ

สนับสนุนผู้ให้ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน

www.chaianan.or.th

มูลนิธิชัยอนันต์

@Chaianan



AED : เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

ถ้าผู้ช่วยเหลือคนที่2 มาถึงพร้อมกับเครื่อง AED ขณะที่ คนที่ 1 กำลังทำ CPR อยู่



มูลนิธิชัยอนันต์
CHAIANAN FOUNDATION

ผู้ช่วยเหลือคนที่ 2

เปิดเครื่อง

แล้วปฏิบัติตาม
ขั้นตอน(เครื่องสั่ง)
ให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ทันที



ผู้ช่วยเหลือคนที่ 1

ทำ CPR ต่อไปจนกว่า

ผู้ช่วยเหลือคนที่ 2
จะเตรียมเครื่อง AED
ให้พร้อมใช้งาน

P1




www.chaianan.or.th

มูลนิธิชัยอนันต์

@Chaianan



1. นำ AED มาวางใกล้ตัวผู้ป่วยและเปิดเครื่อง



2. ติดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามตำแหน่งที่เครื่องแนะนำ

แผ่นที่ 1
บนหน้าอกด้านขวา
ใต้กระดูกไหปลาร้า



แผ่นที่ 2
ข้างลำตัวด้านซ้าย
ใต้แนวราวนม ห่างจาก
รักแร้ลงมา ประมาณ
2-3 นิ้ว



ข้อควรระวังก่อนติดแผ่นอิเล็กทรอนิกส์



เช็ดตัวให้แห้ง



ผู้ป่วยฝังเครื่อง
กระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

ไม่ปิดทับแผ่นยา
หรืออุปกรณ์ที่
ฝังในร่างกายผู้ป่วย



ใต้โหลปาร้าขวา



ใต้แนวราวนมซ้าย กึ่งกลางรักแร้
ให้ต่ำกว่ารักแร้ลงมาทางปลายเท้า 2-3 นิ้ว

โกนขนบริเวณที่จะติดแผ่นออก
เพื่อให้แผ่นติดผิวหนังได้ดี



3. เสียบปลั๊กเข้ากับเครื่อง AED (บางเครื่องต้องเสียบก่อน)



*ส่วนใหญ่จะติดอยู่กับ
ตัวเครื่องอยู่แล้ว

4.วิเคราะห์จังหวะหัวใจ

เครื่องจะสั่ง
“ เครื่องกำลังทำการวิเคราะห์ ”
“ ห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย ”
ให้เราพูดดีๆ ว่า
ทุกคนถอย!!



5. แจ้งผลการวิเคราะห์

ถ้าเครื่องสั่ง “**แนะนำให้ทำการช็อก**”

- ให้ตะโกนว่า “ทุกคน ถอย !!!”
- มองดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วย
- กดปุ่ม “ช็อก”
- แล้วให้กดหน้าอกต่อทันที !!!



ถ้าเครื่องสั่ง “**ไม่แนะนำให้ทำการช็อก**”
ให้รีบกดหน้าอกต่อทันที

สรุปขั้นตอนการใช้งานเครื่อง AED



- เปิดเครื่อง
- ติดแผ่นอิเล็กโทรด
- เสียบปลั๊ก (หากยังไม่เสียบ)
- ฟังการวิเคราะห์ และทำตามคำแนะนำจากเครื่อง

#เพราะการช่วยเหลือชีวิตเป็นหน้าที่ของทุกคน